

## Octan sodný (Na-acetát, 3M, pH5,2)

### Složení:

- 3M octan sodný ( $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  nebo  $\text{CH}_3\text{COONa}$ )
  - $\text{dH}_2\text{O}$
- pH 5,2

### Hazard

kyselina octová: **hořlavá kapalina, páry. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.**



Skladování: při pokojové teplotě

### Postup při přípravě:

- navažte buď 40,8 g octanu sodného trihydrátu ( $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ) nebo 24,6 g bezvodého octanu sodného  $\text{CH}_3\text{COONa}$
- doplňte vodou do 80 ml a rozpustěte za stálého míchání
- upravte na požadované pH 5,2 za použití ledové kyseliny octové
- doplňte do 100 ml
- sterilizujte autoklávováním

**Při práci s kyselinou octovou nevdechujte páry. Pracujte v digestoři. Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/obličejový štít.**