

## 10X „elektrotransfer“ pufr pro Western blot

<b>Složení:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0,25M Tris base</li><li>• 1,92M glycin</li><li>• dH<sub>2</sub>O voda</li></ul>	Hazard 0
	Skladování: při pokojové teplotě
<b>Postup při přípravě:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Navažte a smíchejte 30,3 g Tris base a 144 g glycinu</li><li>• doplňte do 1l</li></ul>	