

<b>SOB agarové médium</b>	
<p><b>Složení:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bacto trypton</li> <li>• bacto yeast extract (kvasnicový extrakt)</li> <li>• NaCl (chlorid sodný)</li> <li>• bacto agar</li> <li>• MgSO<sub>4</sub></li> <li>• MgCl<sub>2</sub></li> <li>• KCl</li> <li>• dH<sub>2</sub>O</li> </ul>	<p>Hazard 0</p> <hr/> <p>Skladování: při pokojové teplotě</p>
<p><b>Postup při přípravě:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navažte a smíchejte:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 g trypton</li> <li>- 5 g kvasnicového extraktu</li> <li>- 2ml 5M NaCl</li> <li>- 2,5ml 1M KCl</li> <li>- 10 ml 1M MgCl<sub>2</sub></li> <li>- 10 ml 1M MgSO<sub>4</sub></li> </ul> </li> <li>• doplňte vodou do 800 ml a za stálého míchání rozpustíte</li> <li>• upravte pH na 7</li> <li>• doplňte vodou na 1l</li> <li>• přidejte 15 g bacto agaru</li> <li>• sterilizujte autoklávováním</li> </ul>	