

Tris-HCl pufr	
Složení: <ul style="list-style-type: none"> • 20 mM Tris-HCl pH 7.5 • Inhibitory proteáz 	Hazard: 0
	Skladování: při 4°C po několik týdnů, při dlouhodobém skladování v -20°C
Postup při přípravě: Smíchejte: <ul style="list-style-type: none"> • 2 ml 1M Tris-HCl, pH 7,5 • 98 ml vody Před použitím přidejte vybrané inhibitory proteáz	
Tris-HCl pufr je využíván pro extrakci cytoskeletálních proteinů.	