

10 X TBS (Tris-buffered saline)	
Složení: <ul style="list-style-type: none">• 0,05 M Tris base• 0,15M chlorid sodný (NaCl)• dH₂O pH 7,65	Hazard 0
	Skladování: při pokojové teplotě
Postup při přípravě: <ul style="list-style-type: none">• navažte a smíchejte: 24,23g Tris base + 87,66g NaCl• doplňte vodou do 800 ml a rozpustěte za stálého míchání• upravte pH na 7,6• doplňte vodou do 1l	