

## 50X Denhardtův roztok

**Složení:**

- 1% Ficoll 400
- 1% polyvinylpyrrolidon
- 1% BSA (bovinní sérum albumin) (frakce V)
- sterilní dH<sub>2</sub>O

**Hazard:**

**0**

Skladování: - 20°C

**Postup při přípravě:**

- navažte a smíchejte: 1 g Ficoll 400 + 1 g polyvinylpyrrolidon + 1 % BSA
- doplňte sterilní vodou do 100 ml a rozpustěte za stálého míchání